

Модуль «Электронная регистратура»

Руководство пользователя



Parus Media LTD
443 010 Samara,
Nekrasovskaya, 56B
Russian Federation

www.er63.ru
e-mail: info@parusmedia.info

ООО «Парус Медиа»
443 010 Россия,
Самара
Некрасовская, 56 Б

T/f.: +7 846 212 10 90
Tel: +7 846 212 10 80

Уведомление об авторском праве

Этот документ разработан компанией Парус Медиа.

Ни одна часть этого документа не может воспроизводиться или использоваться помимо условий оговоренных контрактом или письменным разрешением. Авторское право и перечисленные ограничения распространяются также на воспроизведение во всех средствах информации.

© Парус Медиа 2018

Все права защищены.

Данный документ не является обусловленной или предполагаемой гарантией компании Парус Медиа на её продукцию или услуги. Единственная гарантия компании Парус Медиа содержится в письменной гарантии качества изделия для каждого продукта. Документация, поставляемая вместе с продукцией компании Парус Медиа, представляет техническую спецификацию со ссылками на гарантию качества продукта. Документация на продукцию может быть в дальнейшем детализирована в Контракте на поставку или в Технических условиях поставки, действительной для каждого отдельного проекта. Клиенту, запрещается вносить какие либо изменения в продукт или его отдельные модули. За работоспособность измененного клиентом продукта или его части компания Парус Медиа ответственности не несет. Только клиент несет ответственность за проверку пригодности продукта для его использования в сети.

Технические требования или любая включенная в них информация могут быть изменены без предупреждения.

Содержание

Содержание	3
1 Процесс бронирования талона	4
2 История документа	9

1 Процесс бронирования талона

Начальный экран терминала. Пациент нажимает на кнопку “Запись на прием”.




рис. 1 Начальный экран. Запись на прием к врачу

После нажатия на кнопку “Запись на прием” на экран терминала выводится список специальностей врачей (Рис. 2).



рис. 2 Список специальностей врачей

Необходимо нажать в область строки с нужной специальностью. Выбранная специальность подсвечивается (Рис. 3), нажатием на кнопку “Далее” осуществляется переход в следующее окно, где необходимо выбрать врача из предложенного списка (Рис. 4).




рис. 3 Выбор специальности врача




рис. 4 Список врачей

Аналогично предыдущему шагу выбирается врач (Рис. 5), после чего появляется окно с расписанием с указанием даты, времени и количества свободных талонов (Рис. 6).




рис. 5 Врач выбран



рис. 6 Расписание врача

После выбора нужного талона, нажимается кнопка “Подтвердить”. Далее появляется окно с предложением авторизоваться (Рис. 7).




рис. 7 Авторизация пациента

Авторизация пациента ручным вводом или по штрих-коду карточки.

После ввода данных пациент нажимает на кнопку “Далее” и подтверждает талон нажатием на кнопку “Подтвердить” (Рис. 8).




рис. 8 Подтверждение талона

После чего печатается талон (Рис. 9). На этом этапе процесс бронирования талона завершен.




рис. 9 Печать талона

2 История документа

Таблица 1. История документа

Дата	Статус	Примечания
13.09.2018	RU 1	Istyufeev Nikolay